

TriDFusion (3DF) Keyboard Shortcuts

OPERATION	KEYBOARD SHORTCUT
CT windows	F1 (1200, -500) Lung F2 (500 , 50) Soft F3 (500 , 200) Bone F4 (240 , 40) Liver F5 (80 , 40) Brain F6 (350 , 90) Head and Neck F7 (2000, -600) Enhanced Lung F8 (350 , 50) Mediastinum F9 is assign to 3 Windows\Level: First press (2000, 0) All Second press (2500, 415) Vertebra Third press (1000 , 350) Temporal Bone
Show/Hide crosshairs	c
Show/Hide overlay text	o
Invert color table	i
Flip Anterior/Posterior	a
Flip Left/Right	l
Flip Slices Order	r
Activate Zoom	z
Activate Pan	n
Fusion Alpha On/Off	f is assigned to 3 operation: First press show the fused modality Second press show the reference modality Third press return to fusion
Zoom in	+
Zoom out	-
Next slice	↑
Previous slice	↓
Rotate MIP left	←
Rotate MIP right	→
Normalize intensity	Space bar